



# Iskra Medical



## Green PRESS 5

- Аппарат для медицинского или косметического лимфодренажа с 2x5 выходами
- Эффективен при устранении лимфатических отеков разного происхождения
- Эффективен при устранении целлюлита и как профилактика при отеках ног и варикозных венах
- Оснащен 7 зафиксированными и 7 свободными программами
- Простой в применении: возможность регуляции параметров дренажа: давления, продолжительности компрессии и паузы, продолжительности процедуры

Аппарат **»Green Press 5«** предназначен для ежедневного использования при профилактике и лечении первичных и вторичных лимфатических отеков, варикозных вен и при восстановительных процедурах после травм. Его можно использовать в



домашних условиях, где лечение менее обременительно для больного и терапевта. До начала использования аппарата терапевтом должен быть поставлен диагноз, установлены направления возможного развития намечающихся заболеваний. Необходимость в применении аппарата, а также соответствующая настройка параметров и методы лечения должны быть предварительно рекомендованы терапевтом или физиотерапевтом. Только правильное и регулярное использование аппарата с учетом рекомендаций специалиста делает терапию успешной и дает положительный результат.

**»Green Press 5«** оборудован нагнетающим насосом с микропроцессорным управлением, подающим воздух в отдельные пневматические участки манжеты. Ячейки манжеты надуваются и нажимают на поверхность кожи. Это давление помогает мышцам и расстроенной лимфатической системе восстановить циркуляцию застоявшихся венозной крови и лимфы из периферийной части тела обратно в сторону сердца. Компрессионное воздействие аппарата **»Green Press 5«** в первую очередь способствует оттоку крови с обрабатываемых участков тела, но косвенно оно вызывает также прилив крови и тем самым препятствует накоплению жидкости в пространстве между ячейкам тканей, которая могла бы привести к их вымиранию и даже к повреждению нервов. **»Green Press 5«** оснащен 7 зафиксированными программами, предусматривающими разнообразные системы давления в ячейках манжеты - на отдельные места, линейное или кольцевое. Помимо заложенных, в аппарате установлено 7 свободных программ, дающих терапевту возможность составить индивидуальную программу в соответствии с симптомами заболевания пациента. Манжеты сделаны в виде брюк с носками, которые надеваются очень просто и закрываются на молнию. Показания по применению аппарата **»Green Press 5«**: первичный и вторичный лимфатический отек, отеки после травмы, хронический венозный застой, профилактика тромбоза вен.

Технические данные:			
Тип аппарата:	GREEN PRESS 5	включение ячеек	отдельный - включение каждой ячейки в отдельности
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц		кольцевой - несколько ячеек одновременно волнами в сторону сердца или в противоположном направлении
Потребляемая мощность:	100 ВА	- направление массажа	до 90 мин.
Тип предохранителей:	2 x 1,6 АТ		7, заложенных в памяти аппарата
Масса аппарата:	6кг		71
Масса аппарата вместе с манжетами:	8,5кг	- продолжительность процедуры	косметическая манжета для стопы, ноги, ягодицы - 2 шт.
Корпус:	полистироловый PS 06	Число стандартных массажных программ	манжета для живота - 1 шт.
Цвет корпус:	светло серый	Число свободно устанавливаемых программ	Подсосудипитсль. шнур: 230 В / евроштепсель
Габаритные размеры:	350x410x220 мм	Стандартное оборудование:	Инструкция по применению
Класс безопасности:	I		
Тип аппликационной части:	BF	Дополнительное оборудование:	манжета для руки - 1 шт.
Классификация по MDD 93/42/ЕЕС:	IIa		косметическая манжета I шт.
Число выходов для массажных ячеек:	2 x 5		
Давление в манжетах-регулируемое:	0-198 кПа		
Регулируемые элементы массажа:			
- давление в ячейках манжеты	0-198 кПа		
- продолжительность давления	0-90 с		
- интервал включения ячеек	0-90 с		
- способ включения ячеек	линейный - поочередное		

