



Iskra Medical

Medio VAC

- Аппарат для вакуумной установки электродов
- Возможность настройки постоянного или волнового заниженного давления
- Применяется самостоятельно или в комбинации с диадинамическими, интерференционными или стимулирующими токами
- Укомплектован электродами разных размеров



»MEDIO VAC« представляет собой аппарат с микропроцессорным управлением, предназначенный для вакуумной установки электродов. Быстрая и простая установка электродов при помощи регулируемого заниженного давления во многом облегчает работу терапевтов в поликлиниках, больницах и санаториях. Высасывающий насос, работой которого управляет микропроцессор высокой точности, установлен в небольшой аппарат приятной внешности. Соответствующей настройкой декомпрессии достигается тройной эффект:

- Улучшается контакт между электродом и кожей, обеспечивающий лучшую проводимость тока
- Производится массаж пораженного участка, улучшается циркуляция крови, обмен веществ в тканях
- В большой степени упрощается установка электродов.

»MEDIO VAC« предполагает три способа работы: постоянный, интермитентный -волновой с более низкой частотой декомпрессии и интермитентный - волновой с более высокой частотой декомпрессии. Силу декомпрессии можно регулировать в зависимости от чувствительности больного.

»MEDIO VAC« можно использовать самостоятельно или в комбинации с остальными устройствами электротерапии из производственной программы «Искра Медикал»:

- Аппаратом для диадинамической терапии **»MEDIO DYN«**
- Аппаратом для интерференционной терапии **»MEDIO IF«**
- Аппаратом для стимуляции мышц и нервов **»MEDIO STYM«**
- Аппаратом для комбинированной электротерапии **»MEDIO MULTI**

« Связь аппарата «Медио ВАК» с другими устройствами очень проста шнур для связи можно подсоединить с задней стороны любого из перечисленных выше аппаратов. Через электроды-колпачки, установленные на пораженных участках тела, производится двойное терапевтическое воздействие: массаж и стимуляция электрическим током.

Технические характеристики:

Тип аппарата:	MEDIOVAC	Сила декомпрессии:	от 200 хПа до 400 хПа
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц	Стандартная комплектация:	
Потребляемая мощность:	50 ВА	электрошнур	230 В / евроштспссль
Тип предохранителей:	2 x 0,63 АТ	вакуумные 'электроды	4 шт.
Масса аппарата:	2,9кг	подсоединительные кабели электродов:	- красный - белый
Корпус:	полистироловый PS 06	губка (диам. 30 мм)	4 шт.
Цвет корпус:	светло серый	Инструкция по применению	
Габаритные размеры:	300x300x140 мм		
Класс безопасности:	I		
Тип аппликационной части:	BF		
Классификация по MDD 93/42/ЕЕС:	Ila		

