



Iskra Medical



Green Press 8

- Аппарат для медицинского или косметического лимфодренажа с 2 x 8 выходами
- Эффективен при устранении лимфатических отеков различного происхождения
- Эффективен при устранении целлюлита и как профилактика при отеках ног и варикозных венах
- Оснащен 7 зафиксированными и 14 свободными программами
- Возможна регуляция параметров дренажа - давления, продолжительности компрессии и паузы, продолжительности процедуры

Современная жизнь богата не только множеством полезных и приятных вещей, но приносит с собой и массу неприятных и обременительных ситуаций. Постоянные стрессы, сидячий образ работы и постоянная нехватка движения, неправильное питание и повышенный вес - большая нагрузка для организма. Перечисленные выше факторы в последствии приводят к следующему:



- плохому кровообращению в тканях - особенно ног, ягодиц и живота;
- накоплению вредных остатков от обмена веществ, оказывающих раздражительное действие на ткани и способствующих ослаблению их функции;
- заполнению и увеличению жировых клеток;
- отекам ног;
- изменениям кожи и подкожных слоев - целюлит;
- возникновению варикозных вен или ухудшению существующего заболевания.

Кожа теряет свой нормальный вид, что очень неприятно для многих женщин. Помощь опытного косметолога может во многом облегчить проблему, но забывать об эффективности превентивных мер не допустимо. Аппарат, который может предложить отличные превентивные и лечебные функции называется **»GREEN PRESS 8«**.

»GREEN PRESS 8« работает по принципу ручного лимфатического дренажа. Правильный выбор программы, надуванием отдельных манжетов имитирует работу рук и производит эффективный дренаж самых критических участков тела: ног, ягодиц и живота. В последствие кровообращение в тканях значительно улучшается, удаляются вредные остатки процессов обмена веществ, заметно снижается содержание жидкости в межклеточном пространстве. **»GREEN PRESS 8«** незаменим при лечении целюлита любого уровня - от легкой эдематозной формы, до острой цикатризированной. Комбинация прессовой терапии с остальными косметическими методами лечения (ультразвук, кремы, электротерапия, термотерапия и др.) всегда завершается отличными результатами. В **»GREEN PRESS 8«** заложены программы, составлены на базе многолетних опытов и знаний, которые гарантируют подбор адекватных способов прессотерапии. Помимо этого, аппарат допускает составлять собственные программы. Форма надувающихся подушечек и их расположение обеспечивают проведение лимфодренажа на уровне физиологического способа и в соответствии с правилами ручного лимфатического дренажа. Уровень давления в отдельных ячейках манжет можно отрегулировать и держать постоянно под контролем.

Технические данные:		включение ячеек	отдельный - включение каждой ячейки в отдельности
Тип аппарата:	GREEN PRESS 8	- направление массажа	кольцевой - несколько ячеек одновременно волнами в сторону сердца или в противоположном направлении
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц		до 90 мин.
Потребляемая мощность:	300 ВА	- продолжительность процедуры	7, заложенных в памяти аппарата
Тип предохранителей:	1,6 АТ	Число стандартных массажных программ	14
Масса аппарата:	7,5 кг	Число свободно устанавливаемых программ	
Масса аппарата вместе с манжетами:	11 кг	Стандартное оборудование:	косметическая манжета для стопы, ноги, ягодицы - 2 шт.
Корпус:	полистироловый PS 06		манжета для живота - 1 шт.
Цвет корпуса:	светло серый	Дополнительное оборудование:	Подсоспитель. шнур: 230 В / евроштепсель
Габаритные размеры:	500x410x220 мм		Инструкция по применению
Класс безопасности:	I		
Тип аппликационной части:	BF		
Классификация по MDD 93/42/ЕЕС:	IIa		
Число выходов для массажных ячеек:	2 x 8		
Давление в манжетах-регулируемое:	0-22 кПа		
Регулируемые элементы массажа:			
- давление в ячейках манжеты	0-22 кПа		
- продолжительность давления	0-90 с		
- интервал включения ячеек	0-90 с		
- способ включения ячеек	линейный - поочередное		

