



Iskra Medical



Medio PULSAR

CE 0123

- Низкочастотная магнитотерапия
- Спектр частот до 120 Гц, установка магнитной индукции до 5 мТл
- Два независимых канала
- Аппликаторы различной формы и величины
- Портативный



Лечение влиянием магнитных полей низких частот (от 0 до 120 Гц) и малой индукцией (от 0 до 5 мТл) давно известно и признано в качестве средства для облегчения многочисленных симптомов пациентов во всем мире.

Магнитотерапия с использованием низкочастотных, слабых магнитных полей вызывает в тканях в основном биостимулятивные реакции, а именно:

- Повышается кровообращение на обрабатываемом участке тела
- Улучшается регенеративная способность ткани
- Ускоряется срастание переломов костей и повреждённых мягких тканей
- Под влиянием магнитного поля коллагеновые волокна нормализуются, становятся более крепкими
- Снижаются воспалительные процессы



От использования аппарата **»MEDIO PULSAR«** можно ожидать достижения больших успехов в следующих случаях:

- Повреждения:** контузии, люксации, дисторсии, переломы, растяжение мышц, псевдоартрозы, некрозы головки фемура, дефиксация внутреннего протеза, дистрофия по Судеку;
- Ревматологические заболевания:** дегенеративные, воспалительный остеопороз (острый или хронический), внесуставный ревматизм;
- Послеоперационные состояния:** операция хернии диски, операции на мышцах, сухожилии, ускорение заживания ран, заживание ран от ожогов;
- Сердечно-сосудистые заболевания:** помехи в периферийном кровообращении.
- Болезни центральной и периферийной нервной системы:** невралгии, парезы, фантомные боли.
- Болезни верхних и нижних дыхательных путей:** синусит, отит, бронхит, бронхиальная астма;
- Психосоматические заболевания:** гастрит, язва желудка и двухперстной кишки, иритабильный колон, язвенный колит;
- Гериатрические проблемы:** усталость, проблемы, связанные с климаксом, простатит, бессонница.

Технические данные:

Технические данные:		Классификация по MDD 93/42/EEC:	Ila
Тип аппарата:	MED10 PULSAR	Магнитная индукция:	макс. 5 мТл, регулируемая
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц	Частота импульсов:	от 1 до 120 Гц, регулируемая
Потребляемая мощность:	30ВА	Продолжительность процедуры:	1 99 мин., регулируемая
Тип предохранителей:	2x0,4 АТ	Число выходов:	2 независимых канала
Масса аппарата:	2,8кг	Аппликаторы:	в комплекте: круглый диам. 90 мм
Корпус:	полистироловый PS 06	По заказу:	четыреугольный разм.: 500x500 мм
Цвет корпус:	светло серый		900x500 мм
Габаритные размеры:	300x300x140 мм		1500x500 мм
Класс безопасности:	I	Инструкция по применению	
Тип аппликационной части:	BF		

